

新型コロナウイルス

スクリーニング検査 (唾液PCR) のご案内

唾液を用いたPCR検査についての説明用紙です。
不明な点がございましたら、大学病院中央検査部までご確認ください。

唾液を採る時間

朝の起床時、**食事や飲水、歯磨き前**に唾液を採取してください。
それ以外の場合には、**食事や飲水、歯磨き後に30分あけてから**唾液を採取してください（検出感度の低下を防ぐためです）。

唾液の採り方

同封の専用容器の「**注ぎ口**」に口をつけ、**唾液を垂らしてください**。容器の半分量を目標とし、時間をかけてゆっくり採取しても構いません。**唾液がとれたら「注ぎ口」をはずした後、同梱の「キャップ」をしっかりとしめてください**。



- ▶ 同梱の「キャップ」を取り付け、しっかりとしめてください。
- ▶ 「注ぎ口」は不燃ゴミとして家庭で廃棄できます。
- ▶ チャック付袋（ジプロック）にお戻しください。
- ▶ 袋に漢字・カタカナで氏名、生年月日を記入してください。

*唾液の量が少ないと検査ができません。

唾液の提出方法

チャック付き袋に**漢字およびカタカナで氏名、生年月日**を必ずマジックもしくはボールペンで記入してください。
さらに、ビニール袋や封筒に検体を入れたチャック付き袋を入れて、指定の場所に提出してください。